

# Electrodos para el alivio del dolor (TENS)



Los electrodos SYNAPSE están fabricados con gel reposicionable inocuo para la piel y materiales de calidad que han sido probados clínicamente.





Los electrodos tienen una duración de almacenamiento de dos años dentro de su envoltorio original, sin que haya sido abierto previamente.



Todos los electrodos cumplen con la Directiva del Consejo 93/42/CEE.

## Características

- Electrodos con conductor de plata-cloruro de plata
- Anclaje de cobre
- Hidrogel autoadhesivo
- Conexión hembra de 2 mm de diámetro
- Presentación en bolsas de 4 electrodos, con cierre.

Código	Forma	Tamaño
548.30.01		Ø 32 mm
548.30.02		30 x 50 mm
548.30.03		50 x 50 mm
548.30.05		50 x 90 mm