



## Magnetoterapia de baja frecuencia



### MAGNETO base+

#### Descripción general

---

**MAGNETO base+ es una unidad de magnetoterapia de baja frecuencia.**

**MAGNETO base+ está completamente controlado y supervisado por un microprocesador.**

#### Uso al que está destinado

---

**MAGNETO base+ está destinado al uso domiciliario, para tratamientos de acción bioestimulante regenerativa y anti-edemica, óptima ayuda para el tratamiento del dolor, de la artrosis y de la artritis, particularmente indicado en la pseudoartrosis y para la curación de fracturas y heridas.**



## Especificaciones técnicas

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Intensidad máxima de salida</b>          | <b>80 Gauss (8 mT)</b>           |
| <b>Frecuencia de salida</b>                 | <b>10 – 99 Hz</b>                |
| <b>Número de solenoides</b>                 | <b>2</b>                         |
| <b>Alimentación</b>                         | <b>230 V / 50-60 Hz</b>          |
| <b>Consumo</b>                              | <b>22 VA</b>                     |
| <b>Clasificación de seguridad eléctrica</b> | <b>II BF</b>                     |
| <b>Dimensiones</b>                          | <b>193 x 138 x 68mm (AxPxAl)</b> |
| <b>Peso</b>                                 | <b>1 Kg.</b>                     |

## Accesorios estándar

|   |
|---|
| <b>Cable de alimentación</b>            |
| <b>Maletín de ABS</b>                   |
| <b>Faja elástica en velcro 8x100 cm</b> |
| <b>Faja elástica en velcro 8x60 cm</b>  |
| <b>Manual de uso</b>                    |
| <b>2 solenoides 155x97 mm</b>           |

**Nota:** Las especificaciones y los accesorios indicados están sujetos a modificación.

