



Equipo de masaje


Exclusiv super



- *Múltiples accesorios*
- *3 velocidades*
- *Cómoda asa*

Exclusiv super

Equipo de masaje



- Selector de tres velocidades
- Selector de alta velocidad para masaje por "golpeteo"
- Cómoda asa para facilitar el masaje dorsal, sin vibración en la mano.

Accesorios para aplicaciones especiales

Esjonja



Es suave y sólida a la vez. Permite un masaje suave y amortiguado, utilizada sobretodo para el masaje de la cara y de otros lugares sensibles.

Placa rígida



Este accesorio es el más universal, por su superficie plana y el masaje profundo que se pretende en todas las utilizaciones.

Cepillo de caucho



Estimula la circulación sanguínea en la piel y es utilizada para la penetración de una crema de masaje. Es sobretodo empleado para el masaje de la grasa superficial porque su gran superficie permite un masaje intensivo. Es ideal también para un masaje diario con fines deportivos.

Cepillo de plástico



Estimula muy energíca-mente la circulación de la sangre porque además del masaje, funciona como efecto de cepillado. Es particularmente conveniente para el masaje de la grasa superflua o para el masaje con fines deportivos.

Campana



Es sobretodo empleado para el masaje de los senos. Gracias a su función de aspiración mejora la circulación de la sangre en los tejidos subcutáneos y devuelve a las células su elasticidad normal.

Punta



Gracias a su pequeña superficie, la punta da el masaje más intensivo. Es por lo que es utilizado para el masaje de los miembros y los lugares que no pueden ser tratados con otros accesorios (p.ej.: las articulaciones de los dedos).

ST-Electromedicina, s.a.

c/ Atenas, 23 - 25 nave 2 Pol. Ind. Cova Solera
08191 - RUBÍ (Barcelona)

Tel. 935 862 747 Fax. 935 862 749

Web: www.stelec.com e-mail: stelec@stelec.com