



Senator

Professional 3D



Equipo de masaje calidad para el usuario profesional, diseñado de acuerdo a los conocimientos técnicos innovadores y dispone de un sistema de enfriamiento y balance óptimos.

El Senator Professional 3D combina un diseño ergonómico y un sistema de enfriamiento óptimos.

El Senator Professional 3D has sido diseñado, como todos nuestros productos de masaje de grandes superficies, teniendo en cuenta que la sustitución de los elementos sea económica y fácil.

El mueble está construido en un material sintético de fácil limpieza y resistente a los impactos.

Senator

Professional

Especificaciones técnicas:

- 2 velocidades
- Mueble de color blanco
- Consumo: 115 W (velocidad 1)
130 W (velocidad 2)
- 230 V / 50 Hz
- Peso: 1,6 Kg.

Accesorios estándar incluidos:

- Maletín
- Funda lisa de goma
- Cepillo de púas de nylon

Accesorios opcionales:

- Funda de semiesferas de goma
- Cepillo de cerdas naturales



Funda lisa de goma:

Para un mayor efecto de profundidad, amortigua al mismo tiempo las vibraciones de la placa de masaje. Recomendada para zonas sensibles de la piel.

Cepillo de púas de nylon:

Para un efecto estimulante en la zona de la piel. Para aumentar la circulación sanguínea en la zona tratada. Para eliminar las células muertas de la piel.

Funda de semiesferas de goma:

Para técnicas de masaje que actúan con cierta profundidad que requieren mayor penetración. Para un masaje con un efecto ligero de amasado.

Cepillo de cerdas naturales:

El mismo efecto que el cepillo de púas de nylon.



v.0701