

MICROWAVE 2450 P

EQUIPO DE MICROONDAS CONTÍNUO Y PULSÁTIL



CE 1639

Microwave 2450P es unidad de terapia avanzada por microondas controlada por microprocesador, enlazando la durabilidad con un uso fácil.

El **Microwave 2450P** ofrece:

- Gran pantalla LCD de fácil lectura para seleccionar los parámetros
- Memoria con 50 programas preseleccionados para patologías, que cubren una amplia gama de indicaciones
- Memoria para almacenar hasta 100 tratamientos personalizados
- Utilización muy fácil: un mando rotativo guía al operador a través de la librería
- Emisión CONTINUA y PULSÁTIL: 20% a 80%
- Cada acción es indicada por una señal acústica, facilitando la utilización al usuario
- Temporizador digital de 0 a 30 minutos
- Protección térmica del generador
- Posibilidad de utilizar hasta 6 tipos de irradiadores

El mueble de alta calidad dispone de ruedas rotatorias suaves, el brazo robusto de soporte del irradiador y los accesorios seleccionados, garantizan una larga utilización durante años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Alimentación a red: 230 V +/-10% - 50/60 Hz
- Frecuencia: 2.450 MHz +/- 50 MHz
- Potencia de pico: 1.500W
- Potencia continua: 250W
- Clasificación de seguridad: Clase I tipo B según IEC 601-1
- Dimensiones: 480 x 360 x 850 mm
- Peso: 38 Kg.

ACCESORIOS ESTÁNDAR:

- 1 brazo soporte irradiador (11200)
- 1 cable de alta frecuencia (12611)
- 1 cable de red (37736)

IRRADIADORES DISPONIBLES:

- Irradiador circular (12612)
- Irradiador angular de gran campo (12615)
- Irradiador de campo largo 47x12cm (12616)
- Irradiador de campo largo 25x12cm (12617)
- Irradiador de campo largo 17x12cm (12618)
- Irradiador de campo largo 8x12cm (12619)

Sujeto a modificaciones del fabricante



Tel: 935 862 747
Fax: 935 862 749
E-mail: info@stelectromedicina.es
Web: www.stelectromedicina.es

ST - Electromedicina, s.a.
c/ Atenas, nº 23-25, Nave 2
Pol. Ind. Cova Solera
08191 - RUBI
(Barcelona) - SPAIN

ST - Electromedicina, s.a.