

PRESOTERAPIA

Equipos de presoterapia de 9 canales



“Pressomed 2900” representa un nuevo paso adelante en el campo de la presoterapia. Gracias a una avanzada tecnología ahora es posible utilizar un aparato constantemente actualizado e integrar las nuevas funciones disponibles. Tal tecnología que deriva de los modernos PCs, permite trabajar por medio de una tarjeta de memoria.

Pressomed 2900 produce un masaje peristáltico mediante el uso de un kit-point a sectores independientes. Cada sector puede ser colocado con presiones de trabajo diferentes y el desarrollo del programa seleccionado será visualizado en una pantalla gráfica (LCD) de 6 pulgadas con tecnología TFT visible por todos los lados. El equipo efectúa durante su funcionamiento, un control de la integridad del kit point (partes inferiores y/o superiores) señalando al usuario eventuales problemas. Este sistema innovador permite alcanzar prestaciones cada día mejores y además efectuar un tratamiento sin interrupciones.

El uso de la tarjeta de memoria permite de crear tarjetas personalizadas para cada paciente. Gracias a un cómodo encoder se puede seleccionar con velocidad la corriente o el programa, accediendo a una serie de más de 50 programas o crear y memorizar hasta 50 programas de trabajo propios simples o secuenciales.

Pressomed 2900 9 canales

- > Pantalla gráfica LCD TFT de 6 pulgadas
- > Tarjeta de memoria 64 Kbit
- > 2 Microprocesadores 16 bit
- > Regulación de la presión independiente para cada sector
- > 50 programas memorizados
- > 50 programas propios (simples y secuenciales)
- > Alarma en caso de daño al Kit point
- > Pruebas de seguridad del kit point
- > Modalidad de funcionamiento continuo y pulsátil
- > Desinflado “kit-point” automático al final del tratamiento

PRESSOMED 2900

PRESSOMED 2900**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Dimensiones (LxAxP)	390 x 865 x 310 mm
Peso	29 Kg
Tensión de alimentación	230 V 50/60 Hz bajo solicitud 110V 50/60Hz
Potencia absorbida	150 W
Fusibles	2 A
Clase de aislamiento	I tipo BF
Clase de riesgo (93/42/CEE)	II B
Grado de protección a los líquidos	IPXO
Temperatura ambiente	de + 10°C a + 40°C
Humedad ambiente	Desde el 10% hasta el 80% sin condensación
Canales útiles	9
Reloj de tiempo	1-60 minutos



8CGx2 - Kit para extremidades superiores



GC9 - Kit tratamiento para extremidades inferiores

ACCESORIOS STANDARD

Cable de alimentación	1
Manual del usuario	1
Fusibles	2 de 2 A
Kit Point a 9 cámaras	1



BC7 - Brazo profesional 7 cámaras